


Anticorps Polyclonal Anti-C/Ebp α Pour Wb, Elisa - P49715

Numéro d'article: CM0023518



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique contre C/EBP α (CEBPA), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la différenciation myéloïde, de l'adipogenèse et de la fonction hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	C/EBP α Lapin pAb
Remarques/Alias	CEBP; C/EBP-alpha; C/EBP α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1050
GeneID	1050
Immunogène	peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 du C/EBP α humain (NP_004355.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P49715
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace