

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cebpa Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P53566

Numéro d'article: CM0025824

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-CEBPA de CamelBio est validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte la protéine de liaison à l'enhancer CCAAT alpha, un facteur de transcription essentiel pour la différenciation myéloïde, l'adipogenèse et la fonction hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CEBPA Lapin pAb
Remarques/Alias	Cebp; CBF-A; C/ebpalpha
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1050
GeneID	12606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-117 de la CEBPA de souris (NP_031704.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53566
Poids moléculaire	37 kDa/36 kDa/26 kDa/41 kDa
Expédition	Sac de glace