


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cebpa Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49715

Numéro d'article: CM0016492



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine CEBPA humaine (C/EBP-alpha). Validé pour Western blot (WB), immunohistochimie (IHC-P) et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction des facteurs de transcription dans la différenciation myéloïde, l'adipogenèse et l'hépatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEBPA Rabbit pAb
Remarques / Alias	CEBP; C/EBP-alpha; CEBPA
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1050
GenelD	1050
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 111-180 de la CEBPA humaine (NP_004355.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49715
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace