

Anticorps Monoclonal Anti-C/Ebpb Pour Wb - P17676

Numéro d'article: CM0003794



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-C/EBPB pour Western blotting et ELISA. Détecte la protéine bêta du facteur de liaison CCAAT/enhancer humaine, un facteur de transcription régulant les réponses immunitaires et inflammatoires, l'adipogenèse et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C/EBPB Rabbit mAb
Remarques / Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; C/EBPB
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1051
ID du gène	1051
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 246-345 de la protéine C/EBPB humaine (P17676).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P17676
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace