


Anticorps Polyclonal Anti-Cebpe Pour Wb, Elisa - Q15744

Numéro d'article: CM0029699



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CEBPE validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le CEBPE humain et murin (31kDa), un facteur de transcription nucléaire crucial pour la transition promyélocyte-myélocyte dans la différenciation myéloïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEBPE Rabbit pAb
Remarques/Alias	CRP1; SGD1; IMD108; C/EBP-epsilon; c/EBP epsilon; CEBPE
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1053
ID du gène	1053
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 du CEBPE humain (NP_001796.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15744
Poids moléculaire de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace