

Anticorps Polyclonal Anti-Cebpg Pour Wb - P53567

Numéro d'article: CM0029926

Introduction

Le facteur de transcription CEBPG régule les gènes immunitaires. Cet anticorps polyclonal de lapin détecte le CEBPG humain et de souris en WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, permettant les études de régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEBPG Rabbit pAb
Remarques/Alias	GPE1BP; IG/EBP-1; CEBPG
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1054
GenelD	1054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du CEBPG humain (NP_001797.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P53567
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sachet de glace