

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cecr5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw7

Numéro d'article: CM0003374

Introduction

Anticorps monoclonal CECR5 de lapin validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la protéine humaine CECR5, une protéine contenant un domaine hydrolase de type déshalogénase d'acide haloïde largement exprimée. Idéal pour la recherche sur le syndrome du chat et les hydrolases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CECR5
Remarques/Alias	CECR5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	27440
Identifiant du gène	27440
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 324 et 423 de la protéine humaine CECR5 (Q9BXW7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BXW7
Poids moléculaire protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace