

Anticorps Polyclonal Anti-Cel Pour Wb Et Elisa - P19835

Numéro d'article: CM0028476



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CEL validé pour WB et ELISA. Détecte CEL dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour l'étude de la digestion des lipides et de la fonction pancréatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CEL
Remarques/Alias	BAL ; FAP ; BSDL ; BSSL ; CELL ; FAPP ; LIPA ; CEase ; MODY8 ; CEL
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1056
Identifiant de gène	1056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-550 du CEL humain (NP_001798.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19835
Poids protéique	79 kDa
Expédition	Sac de glace