

Anticorps Polyclonal Anti-Cela2A Pour Wb, If-P, Elisa - P08217

Numéro d'article: CM0024407

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CELA2A humaine (élastase-2A). Validé pour WB, IF-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le diabète, la signalisation insulinique et le métabolisme du glucose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CELA2A pAb de lapin
Remarques/Alias	PE-1; AOMS4; ELA2A; CELA2A
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	63036
GeneID	63036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-150 de la CELA2A humaine (NP_254275.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P08217
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace