

Anticorps Polyclonal Anti-Cel/Lipase Activée Par Les Sels Biliaires Pour Wb, Elisa - P19835

Numéro d'article: CM0015488



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CEL humaine (lipase activée par les sels biliaires), adapté au Western blot et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Enzyme clé de l'absorption des lipides alimentaires et du métabolisme des vitamines liposolubles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEL pAb de lapin
Remarques/Alias	BAL ; FAP ; BSDL ; BSSL ; CELL ; FAPP ; LIPA ; CEase ; MODY8 ; CEL
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1056
ID du gène	1056
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-550 de la CEL humaine (NP_001798.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P19835
Poids moléculaire de la protéine	79 kDa
Expédition	Glacière avec pains de glace