


Anticorps Monoclonal Anti-Celf1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q92879

Numéro d'article: CM0003926



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre CELF1 humain (membre 1 de la famille de type CUGBP Elav). Adapté pour WB, IP, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études de régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CELF1 de lapin
Remarques / Alias	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10658
ID du gène	10658
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de CELF1 humain (Q92879).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92879
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac isotherme