

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Celf1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92879

Numéro d'article: CM0025945



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CELF1 humain (CUGBP1). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier les fonctions des protéines de liaison à l'ARN dans l'épissage alternatif et la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CELF1
Remarques/Alias	CUGBP ; NAB50 ; NAPOR ; CUG-BP ; CUGBP1 ; hNab50 ; BRUNOL2 ; EDEN-BP ; CELF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10658
GeneID	10658
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 108-483 du CELF1 humain (NP_941989.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92879
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace