


Anticorps Polyclonal Anti-Celf2 Pour Wb Et Elisa - 095319

Numéro d'article: CM0029433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre CELF2 humain, une protéine de liaison à l'ARN régulant l'épissage, la stabilité de l'ARNm et la traduction. Convient pour WB et ELISA, validé pour un usage en recherche en biologie de l'ARN et dans les études sur les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CELF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ETR3; DEE97; ETR-3; NAPOR; CELF-2; CUGBP2; BRUNOL3; CUG-BP2; CELF2
Espèce	Humain
GeneID	10659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 422-521 de CELF2 humain (NP_006552.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	095319
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace