

## Anticorps Polyclonal Anti-Celf5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6W0

Numéro d'article: CM0020315



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CELF5 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Cible le régulateur d'épissage de l'ARN BRUNOL5 ; utile pour la recherche sur le cerveau et le cœur. – Q8N6W0

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | pAb de lapin anti-CELF5                                                                                                      |
| Remarques/Alias                  | CELF-5 ; BRUNOL5 ; BRUNOL-5 ; CELF5                                                                                          |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                       |
| Identifiant du gène (Humain)     | 60680                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-45 de CELF5 humain (NP_001166144.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris                                                                                                               |
| SWISS                            | Q8N6W0                                                                                                                       |
| Poids moléculaire de la protéine | 52 kDa                                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                 |