

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cenexin1/Odf2 Pour Wb, Elisa - Q5Bjf6

Numéro d'article: CM0011105

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Cenexin1/ODF2 humain, validé pour WB et ELISA. Cible une protéine d'échafaudage dans les fibres denses externes de la queue du spermatozoïde et le centrosome, avec un poids moléculaire prévu de 95 kDa. Idéal pour la recherche sur la spermatogenèse et les centrosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cenexin1 / ODF2 mAb Lapin
Remarques/Alias	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; Cenexin1 / ODF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4957
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 730-829 du Cenexin1 / ODF2 humain (Q5BJF6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q5BJF6
Poids Protéique	95kDa
Expédition	Sac de glace