

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cenpb Pour Wb, Elisa - P07199

Numéro d'article: CM0021240



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'autoantigène majeur du centromère B (CENPB) humain. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le centromère et la chromatine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | CENPB Lapin pAb                                                                                                                                                        |
| Remarques/Alias    | CENPB                                                                                                                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                                 |
| GeneID (Humain)    | 1059                                                                                                                                                                   |
| GeneID             | 1059                                                                                                                                                                   |
| Immunogène         | Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et l'extrémité C-terminale du CENPB humain (NP_001801.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                                  |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                                              |
| Réactivité croisée | Souris, Rat                                                                                                                                                            |
| SWISS              | P07199                                                                                                                                                                 |
| Poids moléculaire  | 65kDa                                                                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                                           |