


Anticorps Polyclonal Anti-Cenpc Pour Wb Et Elisa - Q03188

Numéro d'article: CM0025660



Introduction

Anticorps polyclonal CENPC validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour la recherche sur l'assemblage du kinétochore, la progression mitotique et la ségrégation des chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CENPC Rabbit pAb
Remarques/Alias	MIF2, hcp-4, CENP-C, CENPC1, CENPC
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1060
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du CENPC humain (NP_001803.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03188
Poids moléculaire de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace