


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cenpc Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q03188

Numéro d'article: CM0012609



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant la CENPC humaine (protéine du centromère C, ~107 kDa). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur les kinétochores et les centromères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CENPC
Remarques/Alias	MIF2; hcp-4; CENP-C; CENPC1; CENPC
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1060
Identifiant du gène	1060
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-520 de la CENPC humaine (Q03188)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q03188
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac isotherme