

Anticorps Polyclonal Anti-Cenpf Pour Wb, Elisa - P49454

Numéro d'article: CM0021860

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CENPF (protéine centromérique F), validé pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Essentiel au fonctionnement du kinétochore, à la ségrégation des chromosomes et à la progression du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CENPF Rabbit pAb
Remarques/Alias	CENF; hcp-1; CILD31; STROMS; PRO1779; CENPF
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1063
GeneID	1063
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1730-1890 de la CENPF humaine (NP_057427.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P49454
Poids moléculaire	358 kDa
Expédition	Sac de glace