


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cep44 Pour Wb, Elisa - Q9C0F1

Numéro d'article: CM0029557



Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin anti-CEP44, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis des CEP44 humain et de souris. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des centrosomes et des centrioles. Expédié dans un sac isotherme réfrigéré.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEP44 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PS1TP3; KIAA1712; CEP44
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80817
GeneID	80817
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la protéine CEP44 humaine (NP_001035247.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9C0F1
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac isotherme réfrigéré