

Anticorps Polyclonal Anti-Cep55 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ez4

Numéro d'article: CM0028718



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CEP55 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine centrosomique de 55 kDa, clé pour la sortie de mitose et la cytokinèse, idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEP55 Lapin pAb
Remarques/Alias	CT111; MARCH; URCC6; C10orf3; CEP55
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55165
ID de gène	55165
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du CEP55 humain (NP_060601.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q53EZ4
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace