

Anticorps Polyclonal Anti-Cep57L1 Pour Wb, Elisa - Q8lyx8

Numéro d'article: CM0024983

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CEP57L1 validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Cible la protéine centrosomale impliquée dans l'attachement des microtubules, idéal pour la recherche sur la division cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal anti-CEP57L1
Remarques / Alias	cep57R; C6orf182; bA487F23.2; CEP57L1
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	285753
ID du gène	285753
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 de la CEP57L1 humaine (NP_776191.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8IYX8
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace