

Anticorps Polyclonal Anti-Cep68 Pour Wb Et Elisa - Q76N32

Numéro d'article: CM0024597

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CEP68 humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la cohésion des centrosomes, de la localisation du CDK5RAP2 et de la formation des filaments de rootletine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEP68 Lapin pAb
Remarques/Alias	KIAA0582; CEP68
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23177
GeneID	23177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 du CEP68 humain (NP_001306030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q76N32
Poids moléculaire	81kDa
Expédition	Sac de glace