

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cerk Pour Wb, Elisa - Q8Tct0

Numéro d'article: CM0019109

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la céramide kinase humaine (CERK), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Convient pour l'étude des voies de signalisation du céramide-1-phosphate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CERK Lapin pAb
Remarques/Alias	LK4; hCERK; dA59H18.2; dA59H18.3; CERK
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	64781
ID de gène	64781
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et l'extrémité C-terminale du CERK humain (NP_073603.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TCT0
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace