

Anticorps Polyclonal Anti-Cers5 Pour Wb Et Elisa - Q8N5B7

Numéro d'article: CM0019125

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CERS5 humaine, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la synthèse des céramides et le métabolisme des sphingolipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CERS5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Trh4; LASS5; CERS5
Espèce	Humain
GeneID	91012
Immunogène	Peptide synthétique situé dans la région des acides aminés 1-100 de la CERS5 humaine (NP_001268660.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8N5B7
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace