


Anticorps Polyclonal Anti-Céruloplasmine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00450

Numéro d'article: CM0029962



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la céruloplasmine humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat ; adapté aux études sur le métabolisme du fer et le transport du cuivre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ceruloplasmin Rabbit pAb
Remarques / Alias	CP-2; AB073614; Céruloplasmine
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1356
GeneID	1356
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 366-572 de la céruloplasmine humaine (NP_000087.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P00450
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sachet de glace