


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Céruloplasmine Pour If-P, Elisa - P00450

Numéro d'article: CM0014311



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Céruloplasmine humaine, adapté pour l'IF-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour les études sur le métabolisme du fer et l'activité ferroxidase.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit                   | pAb de Lapin Anti-Céruloplasmine                                                                                                                                   |
| Remarques/Alias                  | CP-2 ; AB073614 ; Céruloplasmine                                                                                                                                   |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                                             |
| Identifiant du Gène (Humain)     | 1356                                                                                                                                                               |
| Identifiant du Gène              | 1356                                                                                                                                                               |
| Immunogène                       | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 680-790 de la Céruloplasmine humaine (NP_000087.1). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                                              |
| Catégorie                        | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                                              |
| Application                      | IF-P, ELISA                                                                                                                                                        |
| Réactivité Croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                                |
| SWISS                            | P00450                                                                                                                                                             |
| Poids Moléculaire de la Protéine | 122 kDa                                                                                                                                                            |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                                       |