


Anticorps Polyclonal Anti-Ces1 Pour Wb, Elisa - P23141

Numéro d'article: CM0019548



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CES1 humain pour les applications WB et ELISA. Convient à l'étude de la carboxylestérase 1 hépatique dans les recherches sur la détoxification, le métabolisme des médicaments et le métabolisme des lipides. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CES1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1066
GeneID	1066
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P23141
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace