


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ces1 Pour Wb, If-P, Elisa - P23141

Numéro d'article: CM0002085



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CES1 humaine (carboxylesterase 1). Convient pour le WB, l'IF-P, l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 63 kDa. Utile pour les études de métabolisme des médicaments, de recherche sur les lipides et de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CES1 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	CEH ; REH ; TGH ; ACAT ; CE-1 ; CES2 ; HMSE ; SES1 ; HMSE1 ; PCE-1 ; hCE-1 ; CES1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1066
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la CES1 humaine (P23141).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23141
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace