

Anticorps Polyclonal Anti-Ces2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000748

Numéro d'article: CM0016362

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CES2 humaine (cocaïne estérase, 000748). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour les études sur le métabolisme médicamenteux et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CES2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	iCE; CE-2; PCE-2; CES2A1; CES2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	8824
GeneID	8824
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 310 et 410 de la CES2 humaine (NP_003860.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	000748
Poids protéique	62 kDa
Expédition	Sac de glace