

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cetn1 Pour Wb, Elisa - Q12798

Numéro d'article: CM0030812

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité reconnaissant la centrine-1 (CETN1) chez l'homme, la souris et le rat. Validé pour le transfert Western (WB) et l'ELISA ; idéal pour l'étude du centrosome et du centre organisateur des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CETN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CEN1; CETN; CETN1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1068
ID de gène	1068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de la CETN1 humaine (NP_004057.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12798
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace