

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cetn2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Numéro d'article: CM0020086



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CETN2, validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Impliqué dans la fonction du centrosome, la réparation de l'ADN et l'export des ARNm. Idéal pour les études de biologie cellulaire et de stabilité du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CETN2
Remarques/Alias	CALT ; CEN2 ; CETN2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1069
GeneID	1069
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de CETN2 humain (NP_004335.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41208
Poids protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace