

Anticorps Polyclonal Anti-Cetn3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15182

Numéro d'article: CM0025730

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CETN3 validé pour le western blot, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la centrine-3, un composant du centrosome et du pore nucléaire impliqué dans l'exportation des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CETN3 Lapin pAb
Remarques/Alias	CEN3; CDC31; CETN3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1070
ID de gène	1070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 de la CETN3 humaine (NP_004356.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15182
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace