

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cetp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11597

Numéro d'article: CM0014046



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CETP humain pour les applications de Western blot (WB), d'immunohistochimie (IHC-P) et d'ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol, le transport des lipides et l'athérosclérose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CETP Lapin pAb
Remarques/Alias	BPIFF; HDLCQ10; CETP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1071
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-493 du CETP humain (NP_000069.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11597
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace