


Anticorps Polyclonal Anti-Cfap44 Pour Wb, Elisa - Q96Mt7

Numéro d'article: CM0013828



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CFAP44 (WDR52) humaine pour les applications Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Convient aux études sur l'organisation de l'axonème du flagelle spermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CFAP44 pAb de lapin
Remarques / Alias	WDR52; SPGF20; CFAP44
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55779
GeneID	55779
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180 à 370 de la CFAP44 humaine (NP_001157968.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96MT7
Poids moléculaire de la protéine	214 kDa
Expédition	Sac de glace