

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cfap53 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96M91

Numéro d'article: CM0021975



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant CFAP53 (CCDC11/HTX6), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte CFAP53 humain, de souris et de rat. Indispensable pour l'étude de la biogenèse des cils mobiles et des flagelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CFAP53 pAb de lapin
Remarques / Alias	HTX6; CCDC11; CFAP53
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	220136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de CFAP53 humain (NP_659457.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96M91
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace