

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cfd Pour Wb, Elisa - P00746

Numéro d'article: CM0003931



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le facteur D du complément humain (Adipsine). Validé pour les applications WB et ELISA. Idéal pour les études sur l'immunité innée, la voie du complément et l'approvisionnement en matières premières de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CFD Lapin mAb
Remarques/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSINE; CFD
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1675
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-253 du CFD humain (P00746)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00746
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace