

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cfdp1 Pour Wb Et Elisa - Q9Uee9

Numéro d'article: CM0026049

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CFDP1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible une protéine de stabilisation de l'hétérochromatine impliquée dans la stabilité centromérique et le développement craniofacial. Idéal pour la recherche sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CFDP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	p97; BCNT; CP27; SWC5; Yeti; CENP-29; BUCENTAUR; CFDP1
Espèce	Humain
GeneID	10428
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-299 du CFDP1 humain (NP_006315.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UEE9
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace