


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cfhr1 Pour Wb Et Elisa - Q03591

Numéro d'article: CM0024453



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CFHR1 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Reconnaît une glycoprotéine sécrétée d'environ 38 kDa impliquée dans la régulation du complément et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CFHR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	H36; CFHL; FHR1; HFL1; HFL2; CFHL1; FHL-1; FHR-1; H36-1; H36-2; CFHL1P; CFHR1P; CFHR1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3078
ID de gène	3078
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 151-330 du CFHR1 humain (NP_002104.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03591
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace