

Anticorps Polyclonal Anti-Cfhr3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q02985

Numéro d'article: CM0026741

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin CFHR3 est validé pour le Western blot, l'IF-P et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation du complément et le syndrome hémolytique et urémique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin CFHR3
Remarques/Alias	FHR3 ; HLF4 ; CFHL3 ; FHR-3 ; DOWN16 ; CFHR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10878
GeneID	10878
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-200 du CFHR3 humain (NP_066303.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02985
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace