

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cfhr5 Pour Wb, Elisa - Q9Bxr6

Numéro d'article: CM0017322

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CFHR5 humain (FHR5), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur la régulation du complément et le syndrome hémolytique et urémique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CFHR5
Remarques/Alias	FHR5; CFHL5; FHR-5; CFHR5D; CFHR5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	81494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-569 du CFHR5 humain (NP_110414.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BXR6
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Pack réfrigérant