


Anticorps Polyclonal Anti-Cfi Pour Wb Et Elisa - P05156

Numéro d'article: CM0026615



Introduction

Anticorps polyclonal anti-CFI de lapin adapté aux applications WB et ELISA, réactif avec le CFI humain et murin. Idéal pour les études sur la voie du complément, la recherche sur la régulation immunitaire et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CFI Rabbit pAb
Remarques / Alias	FI; IF; KAF; AHUS3; ARMD13; C3BINA; C3b-INA; CFI
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3426
GeneID	3426
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-300 du CFI humain (NP_000195.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05156
Masse protéique	66kDa
Expédition	Sachet de glace