

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cfl1 Pour Wb Et Elisa - P23528

Numéro d'article: CM0020897



Introduction

CFL1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cofiline-1 humaine, validé pour WB et ELISA. Il détecte la CFL1 humaine, de souris et de rat (poids moléculaire prédit : 19 kDa) et est idéal pour l'étude de la dynamique de l'actine, la migration cellulaire et l'organisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CFL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CFL; cofiline; HEL-S-15; CFL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1072
GeneID	1072
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la CFL1 humaine (NP_005498.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23528
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sachet de glace