

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cfl2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y281

Numéro d'article: CM0026036



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Cofiline-2 validé pour le transfert Western, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec la CFL2 humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la dynamique de l'actine musculaire et la myopathie à bâtonnets.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CFL2
Remarques/Alias	NEM7 ; CFL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1073
GeneID	1073
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-166 de la CFL2 humaine (NP_068733.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y281
Poids moléculaire de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace