


Anticorps Polyclonal Anti-Cflip Pour Wb, Elisa - 015519

Numéro d'article: CM0023326



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le cFLIP humain (régulateur de l'apoptose de type CASP8 et FADD) pour Western blot, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	cFLIP Lapin pAb
Remarques/Alias	CASH; FLIP; MRIT; CLARP; FLAME; cFLIP; Casper; FLAME1; c-FLIP; FLAME-1; I-FLICE; c-FLIPL; c-FLIPR; c-FLIPS; CASP8AP1
Espèce	Humain
GeneID	8837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-240 du cFLIP humain (NP_003870.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	015519
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace