


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cfp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27918

Numéro d'article: CM0027311



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la properdine humaine (CFP), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant. Pour la recherche sur la voie alternative du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CFP Lapin pAb
Remarques/Alias	BFD; PFC; PFD; PROPERDIN; CFP
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5199
ID de Gène	5199
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-469 du CFP humain (NP_001138724.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27918
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace