


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cftr Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13569

Numéro d'article: CM0026556



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CFTR humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le CFTR humain, souris, rat (~168 kDa). Idéal pour la recherche sur les canaux ioniques et la fibrose kystique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CFTR Lapin pAb
Remarques/Alias	CF; MRP7; ABC35; ABCC7; CFTR/MRP; TNR-CFTR; dj760C5.1; CFTR
Espèce	Humain
ID de gène	1080
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-840 du CFTR humain (NP_000483.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13569
Poids moléculaire	168kDa
Expédition	Sac de glace