

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cgas Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Numéro d'article: CM0008929



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le cGAS humain (MB21D1, C6orf150), adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît une bande d'environ 59 kDa. Réactif clé pour les études sur l'immunité innée et la détection de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-cGAS
Remarques/Alias	MB21D1 ; h-cGAS ; C6orf150
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	115004
Identifiant du gène	115004
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 430 et 522 du cGAS humain (NP_612450.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N884
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace