

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cgb Pour Wb, Elisa - P0Dn86

Numéro d'article: CM0017215



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CGB humain (CGB3/CGB5/CGB8), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour la recherche sur la grossesse et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cpc Lapin pAb
Remarques/Alias	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1082
GeneID	1082
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0DN86
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace