

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cgb5 Pour Wb, Elisa - P0Dn86

Numéro d'article: CM0029195



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CGB5 humaine, adapté pour WB et ELISA. Validé pour les échantillons humains, il cible la sous-unité bêta de l'hCG essentielle à la grossesse et à l'adaptation maternelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CGB5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGB; HCG; hCGB; CGB5
Espèce	Humain
GeneID	93659
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-165 de la CGB5 humaine (NP_000728.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P0DN86
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace